



## **MIRAX-S**

### **DESINFETANTE HOSPITALAR**

### **SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS**

#### **PROPRIEDADES:**

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração. Possui ação bactericida e bacteriostático, agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas como: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.

**APLICAÇÃO:** Possui ação bactericida e bacteriostático, agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Indicado para uso em hospitais, casas de repouso, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, clínicas odontológicas. Superfícies fixas: Pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, colchões, maçanetas, interruptores, louças sanitárias, macas, incubadoras, elevadores etc. Artigos não críticos: Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho. Não utilizar em equipamentos que entram em contato com sangue, mucosas ou tecido vascular. Produto compatível com diversos materiais, como: aço inox, aço cirúrgico, alumínio, acrílico, látex, silicone.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aparência                     | Líquido           |
| Cor                           | Incolor Amarelado |
| Odor                          | Característico    |
| pH                            | 10,0 – 12,0       |
| Viscosidade cPs 20/4°C        | N.A.              |
| Brix %                        | 12,0 – 15,0       |
| Densidade (g/mL)              | 0,990 - 1,010     |
| Teor (Tensoativo Catiônico) % | 9,4 - 10,6        |

**MODO DE USO:**

**Para desinfecção de superfícies fixas:** lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto na diluição de 1:200 (1 parte do produto para 200 partes de água) ou proporcionalmente 5 mL do produto para 1 L de água, deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

**Para Artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Preparar uma solução na proporção 1:200 ou proporcionalmente diluir 5 mL do produto em 1 L de água. Aplicar nos artigos ou imergi-los nessa solução, deixando em contato por 10 minutos. Depois desse tempo de contato, enxaguar e secar os artigos. Usá-los o mais breve possível.

MIRAX-S DESINFETANTE ALTA DILUIÇÃO tem eficácia comprovada contra bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*, na diluição de 1:200 com tempo de contato de 10 minutos.

**Na limpeza geral de pisos e superfícies laváveis:** utilizar na proporção de 1:300 (1 parte do produto para 300 partes de água) ou proporcionalmente 3,3 mL do produto para 1 L de água. Aplicar a solução de MIRAX-S ALTA DILUIÇÃO, na diluição recomendada, com auxílio de pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 10 minutos. Enxaguar, se houver necessidade.

**COMPOSIÇÃO:**

Veículo, Ativo, Tensoativo Não Iônico, Conservante e Sequestrante.

**Princípio Ativo:** Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio (Quaternário de Amônio 5ª Geração), Teor 10,0% (p/p).

**PRAZO DE VALIDADE:**

24 meses a partir da data de fabricação

**EMBALAGENS:**

6x1 L, 2x5 L, Dos. 6x1 L

**REGISTRO ANVISA n°:**

332860073

**CERTIFICAÇÕES:**

ANVISA - Aprovado Contra  
Coronavírus



ANVISA - Aprovado Contra  
Multirresistentes



ANVISA – Contra  
Superfungos



ANVISA – Bactericida  
Aprovado



Embalagem Reciclável

