



## **MIRAX BG**

### **DESINFETANTE HOSPITALAR**

**Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos**  
**Assistência à Saúde.**

#### **PROPRIEDADES:**

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Biguanida Polimérica (PHMB). Possui ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas como: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* KPC, *Enterococcus hirae*, *Acinetobacter baumannii*, fungo *Candida albicans* e esporo *Clostridium difficile*.

**APLICAÇÃO:** MIRAX BG possui ação bactericida bacteriostática, agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Indicado para uso em hospitais, casas de repouso, clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, odontológicas, de estética e veterinária.

**Superfícies fixas:** Pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, colchões, maçanetas, macas, interruptores, louças sanitárias, incubadoras, elevadores etc.

**Artigos não críticos:** Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho. Não utilizar em equipamentos que entram em contato com sangue, mucosas ou tecido vascular. MIRAX BG é compatível com diversos materiais.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Aparência</b>                  | Líquido             |
| <b>Cor</b>                        | Levemente Amarelado |
| <b>Odor</b>                       | Característico      |
| <b>pH</b>                         | 8,50 – 10,00        |
| <b>Brix - %:</b>                  | 14,0 – 16,0         |
| <b>Densidade (g/mL)</b>           | 1,000 – 1,0200      |
| <b>Viscosidade, cPs - 20/4°C:</b> | N.A.                |

**MODO DE USO:**

Produto concentrado, podendo ser diluído antes do uso.

Para desinfecção de superfícies contaminadas com *Staphylococcus aureus*, *Salmonella entérica subsp entérica serovar choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* (KPC), *Candida albicans*, *Acinetobacter*, *Escherichia coli* *Enterococcus hirae* utilizar na diluição de 1:200 (5 ml do produto para 1L de água). Promover o enxágue se necessário.

Para desinfecção *Clostridium difficile* utilizar na diluição de 1:30 (33,3 ml do produto para 1L de água).

Na limpeza geral ou higienização de pisos e superfícies laváveis (artigos não críticos), utilizar na proporção 1:300 (3,3 mL do produto em 1L de água).

**COMPOSIÇÃO:**

Veículo, Cloreto de Benzalcônio, Biguanida Polimérica, Mistura (3:1) de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, Álcool Etoilado, Neutralizante e Quelante.

**Princípio Ativo:** Biguanida Polimérica, Teor 1,2% (p/p).

**PRAZO DE VALIDADE:**

24 Meses.

**EMBALAGENS:**

6x1 L, 2x5 L, Dos. 6x1 L

**REGISTRO ANVISA nº:**

332860052

**CERTIFICAÇÕES:**

ANVISA - Aprovado Contra  
Coronavírus



ANVISA - Aprovado Contra  
Multirresistentes



ANVISA – Bactericida  
Aprovado



Embalagem Reciclável

